

PRACOWNIA FIZYCZNA

Instytut Fizyki Centrum Naukowo Dydaktyczne




P1-O5. Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

1 Układ pomiarowy

Układ pomiarowy składa się ze stolika goniometrycznego wyposażonego w układ kolimujący wiązkę, lunetę i źródło światła monochromatycznego, którym jest wskaźnik laserowy. Badaną siatkę dyfrakcyjną umieszcza się w uchwycie na stoliku goniometrycznym. Pomiarowi podlegają odległości prążków interferencyjnych od kierunku wiązki pierwotnej.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie długości fali światła laserowego.



2 Pomiary

- 1. Siatkę dyfrakcyjną ustawić na stoliku, prostopadle do kierunku padania światła laserowego. Należy chronić oczy przed bezpośrednim działaniem światła laserowego.
- 2. Zmierzyć odległość siatki od ekranu.
- 3. Notować odległości prążków interferencyjnych od prążka zerowego, w prawo i w lewo dla trzech rzędów ugięcia.
- 4. Podobne pomiary wykonać dla pięciu różnych odległości siatki od ekranu.

3 Opracowanie wyników pomiarów

- 1. Dla każdej pary x_L i x_P obliczyć wartość średnią x_N , gdzie N jest rzędem prążka dyfrakcyjnego.
- 2. Dla każdej wartości średniej obliczyć długość fali światła laserowego

$$\lambda = \frac{d}{N} \frac{x_N}{\sqrt{x_N^2 + L^2}},$$

gdzie d – stała siatki dyfrakcyjnej, L – odległość siatki od ekranu.

- 3. Korzystając z prawa przenoszenia niepewności, obliczyć niepewność długości fali λ , uwzględniając dokładności urządzeń użytych do pomiaru odległości.
- 4. Uśrednić wszystkie wartości λ przy pomocy średniej ważonej.
- 5. Obliczyć niepewność średniej ważonej.
- 6. Zapisać wynik w odpowiednim formacie.